

NEOXEL | ESPECIFICAÇÕES

Equipamento a Laser	
Tipo de Laser	CO2 Laser
Comprimento de Onda	10.600nm
Potência do Laser	1 - 40W
Alimentação	220-240V~, 50/60 Hz
Dimensões	430(L)x480(C)x1240(A)mm
Peso	52kg
Tela	Tela LCD touchscreen de 10,2"
Laser CO2 Fracionado	
Peças de mão	Peça de mão fracionada Peça de mão RVL (Opcional)
Tamanho do escaneamento	2x2-20x20mm
Formas de escaneamento	Quadrado, Hexagonal, Triangular, Circular
Padrão de emissão	Array, Grade, Aleatório
Profundidade	Nível 1-5
Tempo de repetição	0,5-2,5s, Singular
Densidade	Nível 1-23
Laser CO2 Geral	
Peças de mão	50mm, 100mm Hand Piece
Duração do pulso	CW: 2-30ms Pulso Normal: 5-20ms Super Pulso: 1,0-4,0ms Ultra Pulso: 90-900us
Tempo de repetição	Desligado, 2-500ms
Modo de operação	CW, SContinuous, Pulso Normal, Super Pulso, Ultra Pulso



CELEBRIM

Celebrim Importações e Distribuições
Rua Vieira de Moraes 1111 - Campo Belo | SP
E-mail: contato@celebrim.com.br
WhatsApp: (11) 97672-5002



CELEBRIM
NEOXEL
CO2 LASER

NEOXEL

NEOXEL é a mais avançada plataforma de laser fracionado de CO₂, projetada para redefinir os padrões em tratamentos dermatológicos e estéticos. Desenvolvido na Coreia do Sul, referência global em inovação tecnológica, o NEOXEL combina precisão, eficácia e segurança para oferecer resultados superiores em rejuvenescimento, cicatrizes e remodelação da pele.

Com modos ajustáveis, protocolos inteligentes e emissão de feixes altamente controlada, o NEOXEL proporciona um tratamento eficiente e confortável, garantindo recuperação mais rápida e efeitos visíveis desde as primeiras sessões. Experimente o poder da nova geração de lasers e eleve o nível dos seus procedimentos com o NEOXEL – tecnologia de ponta para uma pele renovada!

Tecnologia coreana, precisão inigualável e resultados impressionantes.

PROTOCOLO EXCLUSIVO **LowPain**

O LowPain é um protocolo exclusivo do NEOXEL, que utiliza parâmetros específicos para minimizar a dor e o calor gerado pelo laser, proporcionando uma melhora significativa na qualidade da pele, redução de linhas finas e estímulo de colágeno, sem os efeitos colaterais intensos dos lasers tradicionais.

1 - Pouca Dor

Diferente dos tratamentos convencionais com CO₂, o LowPain foi desenvolvido para proporcionar máximo resultado com mínimo desconforto.

2 - Recuperação acelerada

Com apenas dois dias de downtime, o paciente pode realizar o procedimento na sexta-feira e retomar suas atividades normais na segunda-feira, com uma pele visivelmente mais renovada.

3 - Efeito glow

Já no terceiro dia, a pele apresenta uma melhora no viço e na luminosidade, além de uma textura mais refinada e uniforme.

4 - Personalização máxima

O LowPain pode ser associado ao PDRN e aos exossomos em Drug Delivery, potencializando a regeneração celular e otimizando os resultados do procedimento.

5 - Rejuvenescimento

Ideal tanto para quem deseja prevenir os sinais do envelhecimento quanto para quem busca uma pele mais saudável e rejuvenescida com um tratamento minimamente invasivo.

O NEOXEL com LowPain redefine o tratamento a laser, proporcionando uma experiência confortável, eficaz e com retorno rápido às atividades diárias. Um verdadeiro upgrade no cuidado com a pele!

INDICAÇÕES ESTÉTICAS

- ✓ Rejuvenescimento
- ✓ Rugas finas e profundas
- ✓ Flacidez
- ✓ Estrias
- ✓ Cicatrizes de Acne
- ✓ Poros dilatados
- ✓ Manchas escuras
- ✓ Blefaroplastia com corte

INDICAÇÕES PARA SAÚDE ÍNTIMA

- ✓ Atrofia Vaginal
- ✓ Cicatrizes Perineais
- ✓ Flacidez Vulvar
- ✓ Incontinência Urinária
- ✓ Frouxidão
- ✓ Cirurgia de pequenos lábios (ninfoplastia)


CARACTERÍSTICAS

- Emissão fracionada para tratamentos dermatológicos com recuperação acelerada.
- Modo fracionado de baixa potência para maior conforto do paciente e redução do tempo de inatividade.

Padrões de Emissão Inteligentes:



ARRAY



GRID



RANDOM

Garantindo personalização para diferentes tipos de tratamentos.

- Controle de Profundidade ajustável em até 5 níveis, garantindo precisão no alcance das camadas da pele para resultados eficazes.
- Capacidade de emitir até 4.489 pixels em uma área de 20mm x 20mm para tratamentos de alta precisão.
- Digitalizar Figuras



TELA PRINCIPAL

- Modo geral
- Modo fracionário
- Low Pain
- Modo Rubbing

PROTOCOLOS INTELIGENTES

- Cirurgia Geral
- Laser de CO₂ fracionado
- Laser LVR ginecológico
- Low Pain



Peças de mão cirúrgicas (50mm e 100mm)



Peça de mão Fracionário



Peça de mão LVR *VENDIDO SEPARADO*



Kit de Ponteiros Ginecológicos *VENDIDO SEPARADO*



Kit de cirurgia ORL *VENDIDO SEPARADO*

